

## Cd45R/B220 دض رافال تاداضم نم ةلېسننل ي داحأ داضم P06800 - ايالخل قفدتل

ررضنعلال مقر: CM0011705

### ةمدقم

فدهتسي ذرخل نم ةلېسننل ي داحأ داضم  
قفدت ةينقتل بسانم ،رافلل CD45R/B220  
عئاشلل دضتسملا ىلع فرعتي .ايالخل  
ي فهنع ربعملا (L-CA) ءاضيل تايكلل  
ةيومدلا ايالخل.

### ديزملال فرعلا

| لماعمل                 | ةمىلل                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| جتنملا مسا             | Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb                   |
| ةراعتسم ءامسا/تاطحالما | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4 |
| عونلا                  | راف                                             |
| ناسنلا) نيجال فرعم     | 5788                                            |
| نيجال فرعم             | 19264                                           |
| يعانملا دضتسملا        | رافلل CD45R/B220 نم بيكرتلا داعم نيوتوب         |
| ردصملا                 | ذح                                              |
| ةئفلا                  | ةلېسننل ي داحأ داضم                             |
| قبطتلا                 | FC                                              |
| عطاقتلا لعافتلا        | راف                                             |
| SWISS                  | P06800                                          |
| نيتوبال نزو            | 130 kDa/140 kDa/144 kDa                         |
| نحشلا                  | جلت سيك                                         |