

RbmX/HnRNP G بروتين الةليسن ال ديح و داضم ال مسجل ال Elisa - P38159 و IHC-P و Wb ب فشكل

مقرر: CM0003243



مقدم

فدهتسي بروتين الةليسن ال ديح و داضم مسجل (SWISS P38159) يرش ب ال RBMX/hnRNP G نيتورب WB تاي نقت في مادختس ال بسانم، ELISA و IHC-P و عمّ الدابت مّال عفافت لعافتي. فدهتسي، ذرجل او رئفل او ناسن ال تاني في كراشي انرل ابّاطب ترّمّ اي سيئ رّان نيتورب عمقو لاسرمل انرل ليدب ال طبرل الية لمماروأل.

ديزمل فرعا

هم لعم ال	هم يقي ال
جتم ال مس	RBMX/hnRNP G بروتين الةليسن ال ديح و داضم ال مسجل
ةليدب ءامس / تاطحال م	RNM; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMP1; RBMPRT; hnRNP-G; RBMP/hnRNP G
عون ال	ناسن
م (ناسن ال) فرع م	27316
م فرع م	27316
ةمانم دضتسم	(NP_002130.2) يرش ب ال RBMP/hnRNP G نيتورب 391 ي 292 نم ةني ال اضا حال عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصم ال	بر
ةف	ةليسن ال ةديح و داضم ماسا
تاقب طالت	WB, IHC-P, ELISA
لدابت م لعافتي	ذرج، رأف، ناسن
م SWISS	P38159
نيتورب ال نر	نوتلاد وليك 42
نحش ال ةقيرط	جلت سيك