

Rev-Erb α /Nr1D1 Rabbit Pab - P20393

CM0023846: رصنع ال مقر



ةمدقم

Rev-
Erba/NR1D1 WB, IHC-P,
IF/ICC, ELISA
لـ هـ ن م ق ق ح ت ل م ت
ا ر ا ف ل و ا ن س ن ل ا ي ف
ل ث م ت ل و ا ي م و ي ل ا ع ا ق ي ا ل ا ت ا ر ا س م ف ش ك ت س ا
ب ا ه ت ل ا ل و ا ي ا ذ غ ل

دي زمل ا فرعا

معلومات	الهوية
تسمية المساء	Rev-Erbα/NR1D1 Rabbit pAb
نوع المستعملة / مصدر المادة	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erbα/NR1D1
الوزن	نانو
GenelD (ناس)	9572
GenelD	9572
وصف المنتج	(NP_068370.1) يربط الـ Rev-Erbα/NR1D1 مع 280-360 نيونيم ألامحأل عم قفاوتى لسلسلتى لى ويوتج بى كرتالت داغ امجدنا نيتورب
ردص الم	بنرأ
الفئة	هليلسننل ددعت م دادصأ
قبططالتا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتالم لعافتالتا	ذخ، رأف، ناسن
SWISS	P20393
نويتوربتال نزو	67kDa
نحتشالتا	جلت سىك