

Wb, Ihc-P, J- Ring1A (ب ن ر أ) باسنأل ددعت م داضم Elisa - Q06587

رصنع ال مقرر: CM0022393

ةمدقم

RING1A (RNF1, RING1) ج باسنأل ددعت م ب ن ر أ داضم ، ب ر غ ل ا ة خ ط ل ت ا م ا د خ ت س ا ل ص ص خ م (RING1) ة ع ا ن م ل ا ة م ز ل م ل ا و ، ج ض ن م ل ا ع ا ن م ل ا ج س ن ل ا ف ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ة م ي ز ن ل ا م ي ز ن ا ف د ه ت س ي . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن ل ا ت ا ن ي ع E3 ن ي ن ي ت و ر ب ن ي ت ي و ك ي ب و ي ز ا غ ي ل و ه و ، RING1A، ن ي ت ي و ك ي ب و ي ل ا ة ي د ا ح ة ل م ع ي ف ك ر ا ش ي . ن ي ن ي ج ل ا خ س ن ل ا ع م ق و H2A ن و ت س ي ه ل ل .

ديزمل ا فرعا

ةم ل ع م ل ا	ةم ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	RING1A Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	RNF1; RING1A
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا ل ل) ن ي ج ل ا ف ر ع م	6015
ن ي ج ل ا ف ر ع م	6015
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	RING1A ن ي ت و ر ب ل 406 ي ل ا 207 ن م ة ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ن م ل س ل س ت ي ل غ ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_002922.2)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ب ا س ن ا ل ا ة د د ع ت م د ا د ص ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
ز م ر S W I S S	Q06587
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 42
ن ح ش ل ا ة ق ي ر ط	ج ل ت س ي ك