

S100A10 بـنرأ Pab - P60903

رصنع ال مقرر: CM0018891



ةمدقم

لـ بنرأ ال نم ةلـسن ال دـو داضم مسـج
WB، IHC-
P، IF/ICC، ELISA. نم S100A10 لـع فرعتـي
ثاـبأل لـلاثـم. درقل، ذـج، رأف، ناسنإل
طـبر تانـيـتـورـب و ةرفـسـفـل تاراشـإ
مـوـيـسـلـاكـل

دـيـزـمـلـا فرعـا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جـتـنـمـلـا مسـا	S100A10 بـنرأ pAb
ةراعـتـسـم ءامـسـأ / تاطـحـالـم	42C، P11، p10، GP11، ANX2L، CAL1L، CLP11، Ca[1]، ANX2LG، S100A10
عـونـلـا	ناسنإ
مـنـاسـنـإلـل (ناسنإلـل) فرعـم	6281
يـعانـمـلـا دصـتـسـمـلـا	NP_002957.1) يرشـبـلـا S100A10 نـيـتـورـب نم 97 لـا 1 نم ةنـيـمـألـا صامـجـألـا عـم قـفاوتـي لـسـلـسـت لـع يوتـحـي فـلـتـؤم يـجـامـدنـا نـيـتـورـب
ردصـمـلـا	بـنرأ
ةـئـفـلـا	ةلـسـنـلـا ةدـيـحـو ةداضـمـلـا ماسـجـألـا
قـيـطـلـا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
لدابـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	درق، ذـج، رأف، ناسنإ
SWISS	P60903
نـيـتـورـبـلـل يـئـيـزـجـلـا نـزولـا	نوتـلـاد و لـيـك 11
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـك