


Wb تاقىب بطت لل S100B دض يبنرأ ةلئسننل دىحو داضم مسج Elisa - P04271 و IHC-P و If و

مقرر: CM0003649



ةمدقم

S100B، دض يبنرأ ةلئسننل دىحو داضم مسج، WB تاقىب بطت يف هتئح الص نم ققحتل مت ىدل S100B نئتورب فشكئ. ELISA، IHC-P و IF ملع يف ثوئب للئلاثم. ذئجلاو رآفلاو ناسنإلا ثاأبأو ةئبصعلا ائءولوءىبلاو باصعألا ناطرسل.

دئزملا فرعا

ةمئلعملا	ةمئللا
ءنمئل مسأ	S100B دض يبنرأ ةلئسننل دىحو داضم مسج
ةلئب ءامسأ / تاطءالم	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
عونلا	ناسنإ
ناسنإللل فرعم	6285
نئئلا فرعم	6285
ئعانملا دضئسملا	(NP_006263.1). ئرئبلا S100B نئتوربل 92 إلل 1 نم amino acids لسلئسئ لئ ءئءئ ءلئؤم ئءامءنا نئتورب
رءصملا	بئرأ
ةئفلا	ةلئسننل ءءئحو ءداضملا ماسءالا
تاقىب طئلا	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاءئملا لعافئلا	ذئج، رآف، ناسنإ
SWISS	P04271
نئتوربلا نؤو	نؤئلاء ولئك 11
ءئئلا	ءلئئ سئك