

Scn4B - Scn4B دض بنراً نم لئاسنل ددعتم داضم

رمصنعلا مقرر: CM0021082

ةمدقم

م SCN4B دض بنراً نم لئاسنل ددعتم داضم نيتورب فشكي. WB و ELISA ل هـنم ققحتلا SCN4B (~25kDa) يذجل او يرأفل او يرشبل SCN4B مولعل ائحابأل ديفم. بـيكرتل داغم دضتسم بلقلل ضاأوبأ ةيـبـصـلـل.

ديزملل فرعلا

لماعلا	ةمقلا
جتنملا مسا	SCN4B Rabbit pAb
راعنسم مس/اتاطحال	Gm1471, SCN4B
عونلا	رأف
ناسنل) نيجل فرعم	6330
رأف) نيجل فرعم	399548
دضتسملا	SCN4B (Q7M729) يرأفل SCN4B نم 80-228 ةينيـمـال ضامحال عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا نيتورب
ردصملا	بنراً
ةئفل	لئاسنل ددعتم دادصأ
قبيطتلا	WB, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ذرج، رأف، ناسنل
نيتوربل نـزو	25kDa
نحشلا	جلت سيك