

Serpinc1 Rabbit Pab - P01008

رصدنعال مقرر: CM0018384



ةمدقم

SERPINC1 دض بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم WB- ل هتحص نم ققحتل مت. (Antithrombin-III). رآفل او ناسنل بلصتم لعافت عم، ELISA و ريوطتو مدلا رثخت ثاحبأل يللاثم. ذرجل او صيخشتل.

ديزمال فرع

لماعمال	ةمقلا
جتنملا مسا	SERPINC1 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
عونلا	ناسنل
GeneID (ناسن)	462
GeneID	462
دصتسملا	SERPINC1 (NP_000479.1) يرشبلا 33-259 ةنيماألا صامألا عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوتوب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت م دادصأ
قبطتلا	WB, ELISA
بلصتملا لعافتلا	ذر، رآف، ناسنل
SWISS	P01008
نيوتوبلا نزو	58kDa
نحشلا	جلت سيك