


J. Sesn2 Pab J. Wb, Elisa - P58004 ج. داضملا بنرألا مسج

CM0025119: رصنع ال مقر



ةمدقم

داضم مـسـج وه SESN2 pAb لـ داضم لـ بنـرأل مـسـج
فدهتسي، ELISA و WB- لـ لـ ةليسنل ددعتـم
(ذرج لـو رأف لـ عم لـعافتـي) يرش بـل SESN2
mTORC1 مظنـي نـيـسـوي لـل رـعـشـتـسم وه SESN2
تاراش إـلـا ثـاـح بـأل يـلـا ثـم ؛ يـدـسـك أـتـل دـاـهـإـلـا
يـئـا ذـغـل لـيـثـم تـلـا و

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
اسم المنتج	SES2 pAb - المضاد للبروتينات
معلومات عامة	HI95، SES2، SEST2، SESN2
الوزن	يرش
م (يرش) الجرام	83667
م (يرش) الجرام	83667
معلومات إضافية	(NP_113647.1) يرش الـ SESN2 من 211-480 م. الـ SESN2 هو بروتين ينظم نمو الخلايا، ويشارك في مسارات إشارات مختلفة، بما في ذلك مسار PI3K/Akt/mTOR. الـ SESN2 هو بروتين من عائلة الـ SESN، والتي تلعب دورًا في تنظيم نمو الخلايا وتمايزها.
معلومات إضافية	بر
الفعالية	هذه المعلومات مخصصة للاستخدام
معلومات إضافية	WB، ELISA
معلومات إضافية	ذ، راف، يرش
SWISS	P58004
معلومات إضافية	نوت لادولي 54
معلومات إضافية	جلت سي