


ج ن ب ن ر أ ل ن م Sf3B2 ل ئ ا س ن ل د د ع ت م د ا ض م Elisa - Q13435

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0025145



ة م د ق م

ج ن ب ن ر أ ل ن م ة د و ج ل ا ي ل ا ع ل ئ ا س ن ل د د ع ت م د ا ض م
ي ف ي س ي ئ ر ن و ك م و ه و ، ي ر ش ب ل SF3B2 د ض
ن ر ت س ي ت و ل ل ب س ا ن م . ص و ص ق م ل م ي س ج ل
ف ر ع ت ي ؛ E L I S A ، و I F / I C C ، و I H C - P ، و (Western blot)
ي ل ا ث م . ي ذ ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل SF3B2 ي ل ع
س ي ي ا ق م ر ي و ط ت و ل ي ص و ت ل ا ث ا ب أ ل
I V D) . ع ق و م ل ا ي ف ص ي خ ش ت ل

د ي ز م ل ا ف ر ع

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن ت م ل ا م س ا	SF3B2 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
GeneID (ن ا س ن ا)	10992
GeneID	10992
د ص ت س م ل ا	(NP_006833.2) ي ر ش ب ل SF3B2 ن م 616-895 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ا	ل ئ ا س ن ل ا د د ع ت م د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	W B , I H C - P , I F / I C C , E L I S A
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	د ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q13435
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	100kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك