


Siglec-15 - Q6Zmc9 دض بنرألل لئاسنل ددعتم داضم مسج

رصنعلال مقر: CM0019803



ةمدقم

Siglec-15 دض بنرألل لئاسنل ددعتم داضم مسج فرعتي WB وIF-P وIHC-P وELISA. تاقيبطتل 15 (CD33L3)، نوتلادوليك 36 نزوب يعانم لبقتسم وهو ايالخل او ةيمعلبل ايالخل ي هنع رّبعي ةنصغتل.

ديزلال فرعا

رايعمل	ةفصاومل
جتنملا مسا	Siglec-15 دض بنرألل لئاسنل ددعتم داضم مسج
تافدارمل/تاطحالمل	CD33L3؛ Hst1361؛ SIGLEC-15؛ Siglec-15
عونل	ناسنل
نيجال قّرم	284266
يعانملا دضتسملا	(NP_998767.1) يرشبلا Siglec-15 نم 20-263 ةنيملألا صامألا لباقي لسلسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب
ردصملا	بنرأل
ةفلا	لئاسنل ةددعتم ةداضملا ماسجال
تقيبطتل	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
بلاصتملال عافتلا	ذرجلا، ناسنل
SWISS	Q6ZMC9
نيتوربلال نزو	نوتلادوليك 36
نحشلا	جلت سيك