


Siglec1 ب نرأل Pab - Q62230

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0023987



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ن م ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج
Siglec1 (CD169، ني ز و د ا ي ل ا ي س ل) ي ر أ ف ل
(WB) ي ب ر غ ل ن ا ل ح ر ل ا ة ع ا ن م ي ف ت ا ق ي ب ط ت ل ل
ذ ر ج ل ع م آ ب ل ا ص ت م ة ل ع ا ف ت ل ع ا ف ت ي . ELISA و
م ع ا ل ب ل ق ا ص ت ل ا ة س ا ر د ل ة ي س ا س أ ة ا د أ ر ب ت ع ي
ة ب ا ج ت س ا ل ا م ي ظ ن ت و ، ض ا ر م ل ا ص ا ص ت م ا
ة ي ع ا ن م ل ا .

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Siglec1 پ ن ر أ ل PAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
ع و ن ل ا	ر أ ف ل ا
ر ش ب ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	6614
ن ج ل ا ف ر ع م	20612
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ف ل ا	ل ئ ا س ن ل ا ة د د ع ت م ل ا ة د ا ض م ل ا م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا
SWISS	Q62230
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 183
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك