


تاقىب بطت لل Sigmar1 دض ةلېسننلا ددعت م بنراً داضم مسج Wb و Ihc-P و Elisa - Q99720

ردصننعلال مقر: CM0026405



ةمدقم

SIGMAR1 دض ةلېسننلا ددعت م بنراً داضم مسج فشك ي (1 امغي س لبقتسم) يرشبل ي ف لمعي و نيوتوربل ةلخلادل تايوتسمال لعافت ي WB و IHC-P و ELISA. تاقىب بطت يلاثم . ناذرل او نارئ فال عم اءطاقتم اءلعات ةيولخل تاراشل او باصعأل ملع تاساردل . باصعأل روهدت و

ديزملال فرعا

لم اءملا	ةمقلا
ءننملا مسا	SIGMAR1 دض ةلېسننلا ددعت م بنراً داضم مسج
ءامسأ / تاطءالم ةلذب	SRBP; ALS16; DSMA2; OPR51; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigma1R; SIGMAR1
ءونلا	يرشب
ءرءملا (يرشب) ءرءم	10280
ءرءملا ءرءم	10280
يعانملا طيشنملا	يرشب ال SIGMAR1 نيوتورب م 223 لىل 114 م ةنيءمأل اءامأل عم قفاوت ي لسلسل ءلغ يوتء ي ءلءمء يءامءنل نيوتورب ءلءمء نيوتورب (NP_005857.1).
ردصملا	بنراً
ءءلا	ةلېسننلا ددعت م ءاضمالم اسءال
تاقىب بطتال	WB, IHC-P, ELISA
ءطاقتم لعافتال	ءرءمءرأفءرشب
SWISS	Q99720
نيوتوربل نزو	نولءءءل 25
ءءشال	ءلء سىء