


J- Smad5 J- Wb، Ip، Elisa - Q99717

رخصن عل مقرر: CM0003703



مقدم

J- Smad5 ج- داضم بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
Smad5 ن ي ت و ر ب ي ل ع فر ع ت ي . WB، IP، ELISA. ج-
أ ط ي س و Smad5 ر ب ت ع ي . يرأ ف ل ا و ير ش ب ل ا
ر و ط ت ل ل م س ا ح و ه و ، BMP ت ا ر ا ش ا ي ف أ ي خ س ن
ا ي ا ل خ ل ز ي ا م ت و ي ن ي ن ج ل ا .

دي زم ل ا فر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	J- Smad5 ج- داضم بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
ن ي ج ل ا فر ع م	4090
د ص ت س م ل ا	(Q99717) ي ر ش ب ل ا Smad5 ن ي ت و ر ب ن م 200-300 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ن م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب .
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ء ل ا	ة ل س ن ل ا ة ي د ا ح ا ة داضم م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IP، ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ا ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q99717
ن ي ت و ر ب ل ل ي ء ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 52
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك