

Smn2 Pab - Q16637 بـنرأ

رصنع الـ مقرر: CM0023116



ةمدقم

SMN2 لـ ةلـسـنـلـا ددعت مـبـنـرأ داضم مسج (ةقـابـلـة كـرـحـلـة بـصـعـلـا اـيـالـخـلـا نـيـتـورـب)،
WB، IF/ICC، IP، ELISA. لـ هـنـم قـقـحـلـا مـت
يـلـاـثـم .ذـرـجـلـا و، رـأـفـلـا و، نـاسـنـإـلـا عـم لـعـافـتـي
يـف رـيـفـضـتـلـا و snRNP عـيـمـجـت ةـسـارـدـل
يـبـصـعـلـا سـكـنـتـلـا.

ديـزـمـلـا فـرـعـا

رأي عم الـ	همي قولـا
جـنـمـلـا مـسـا	SMN2 pAb بـنرأ
رـخـا مـسـا/تـاطـحـالـم	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
عـونـلـا	ناسنإلـا
مـنـجـالـا فـرـعـم	6607
نـيـجـالـا فـرـعـم	6607
يـعـانـمـلـا دـصـتـمـلـا	يرشـبـلـا SMN2 مـن 1-197 ةـنـيـمـأـلـا صـامـأـلـا عـم قـفـاوتـي لـسـلـسـتـي لـعـ يـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب (NP_059107.1)
رـدـصـمـلـا	بـنـرأـلـا
ةـئـفـلـا	ةـلـسـنـلـا ددعت مـداضم مـاسـجـا
قـيـبـطـلـا	WB، IF/ICC، IP، ELISA
عـطـاقـمـلـا لـعـافـتـلـا	ذـرـجـلـا، رـأـفـلـا، نـاسـنـإـلـا
SWISS	Q16637
نـيـتـورـبـلـلـا يـئـيـزـجـلـا نـزولـا	نـوتـلـاد وـلـيـك 32
نـحـشـلـا	جـلـث سـيـك