

Smyd4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q8Iyr2

رصدنعل مقرر: CM0029434

ةمدقم

بنرألا نم لئاسنلا ةددعت مءاضم ماسجأ
ةومجمل لقان نيئورب وهو، SMYD4 فدهتست
بلقل روطت في كراشي N نيسيلل ليثيم
WB، IHC-P، IF/ICC، IP،
ةلاثم. ناذرجل، نارئفل، رشبل في ELISA
ةنيجالل ةثارول اءابألل

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقولا
جتنمل مسا	SMYD4 Rabbit pAb
راعنسم مس/اااعالم	ZMYND21; SMYD4
عونلا	ناسن
ناسن (نجل فرعم	114826
نجل فرعم	114826
دصنسملا	(NP_443160.2) يرشبل SMYD4 نيئورب نم 1-260 ةنيملأا ضامألا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتلا داعم يمامدن نيئورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنلا ةددعت مءاضم ماسجأ
قيبطتلا	WB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA
عطاقتل اعافتلا	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	Q8IYR2
نيئوربل نزو	89kDa
نحشلا	جلت سيك