

## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880 Snap25 ن م ةل س ن ل ا ة د ا ح ا ة د ا ض م م ا س ج ا

CM0008201 : ر ص ن ع ل م ق ر



### ة م د ق م

ل- ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ة د ا ح ا ة د ا ض م م س ج  
WB, ل- ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت SNAP25 (P60880)  
IF-P, IHC-P, ELISA. س ل ع ف ر ع ت ي  
t- ن ي ت و ر ب و ه و ، ي ذ ر ج ل ا و ، ي ر أ ف ل ، ي ر ش ب ل ا  
ي ب ص ع ل ل ق ا ن ل ل ق ا ل ط ا ي ف ك ر ا ش ي SNARE  
ة ي ك ب ش م ل ا ة ف ي ط و ل ا و

د ي ز م ل ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل ا                       | ة م ي ق ل ا                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت ن م ل ا م س ا                   | ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ة د ا ح ا ة د ا ض م م س ج SNAP25                                                                                                            |
| ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dj1068F16.2                                                                                                    |
| ع و ن ل ا                           | ن ا س ن ا                                                                                                                                                               |
| م ن ج ل ا ف ر ع م                   | 6616                                                                                                                                                                    |
| م ن ج ل ا ف ر ع م                   | 6616                                                                                                                                                                    |
| د ص ت س م ل ا                       | (NP_001309839.1) ي ر ش ب ل ا SNAP25 ن م 1-206 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ا ح ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب |
| ر د ص م ل ا                         | ب ن ر ا                                                                                                                                                                 |
| ة ف ل ا                             | ة ل س ن ل ا ة د ا ح ا ة د ا ض م م ا س ج ا                                                                                                                               |
| ق ي ب ط ت ل ا                       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                  |
| ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا       | ذ ج ، ر أ ف                                                                                                                                                             |
| SWISS                               | P60880                                                                                                                                                                  |
| ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و               | 23 kDa                                                                                                                                                                  |
| ح ش ل ا                             | ج ل ت س ي ك                                                                                                                                                             |