

في ف م ادخ تسال ل Snx18 - ل ة ل ي سن ل ددع تم ب ن ر أ داض م مسج Q96Rf0 - ازي ل إ ل او تول ب ن رت سي و ر ص ن ع ل م ق ر : CM0015922

ة م د ق م

فده تسي ة ل ي سن ل ددع تم ب ن ر أ داض م مسج
هت حص ن م ق ق ح ت ل م ت ، SNX18 ن ي ت و ر ب
ل ع ا ف ت ي . ازي ل إ ل او تول ب ن رت سي و ت ا ق ي ب ط ت ل
ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ت ا ن ي ع ع م
، ت ا ل ص ي و ح ل ا ة ك ر ح و ، ي و ل خ ل م ا ق ت ل ل ا ل
ة ي ع و ن ل ل د ي ك أ ت م ت . ء ا ش غ ل ت ا ي ك ي م ا ن ي د و
ب ي ك ر ت ل د ا ع م ة ا ن م د ل و م م ا د خ ت س ا ب .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ه م ل ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ن م ل م س ا	SNX18 - ل ة ل ي سن ل ددع تم ب ن ر أ داض م مسج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ
م (ن ا س ن إ ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	112574
ن ج ل ا ف ر ع م	112574
ة ا ن م ل د ل و م	(NP_001096045.1) ي ر ش ب ل ا SNX18 ن ي ت و ر ب م 624 ي ل ا 445 م ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ا ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ا ف ل ا	ة ل ي سن ل ددع تم ة داض م م ا س ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	ا ز ي ل ، ت و ل ب ن رت سي و
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q96RF0
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 69
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك