

## Snx4 ن م ب ن ر أ ج- Wb, Ip, Elisa - 095219

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0003658

### ة م د ق م

ن م ة د و ج ل ا ي ل ا ع SNX4 ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج  
ي ف م ا د خ ت س ا ل ل ه ن م ق ق ح ت ل م ت ب ن ر أ  
(Western blot)، ي ب ر غ ل ا ي ع ا ن م ل ا خ ي ط ل ل ت ل ا  
(immunoprecipitation)، ي ع a ن م ل ا ب ي س ر ت ل ا و  
ي ر ش ب ل a SNX4 ع م ل ع ا ف ت ي . ELISA ة س ي ا ق م و  
ي ف ك ر ا ش ي sorting nexin ن ي ت و ر ب و ه و ، ي ر أ ف ل ا و  
ي ل ا ث م . ي ت ا ذ ل م ا ه ت ل ل ا ل ا و ي و ل خ ل ا م ا ق ت ل ل ا  
ر ي و د ت ة د ا ع ا و ا ي ا ل خ ل ل خ ا د ل ق ن ل ا ة س ا ر د ل  
ت a ل ب ق ت س م ل a .

### د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل ا                       | ة م ي ق ل ا                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ح ت ن م ل ا م س ا                   | SNX4 Rabbit mAb                             |
| ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | ATG24B; SNX4                                |
| ع ا و ن أ ل ا                       | ن ا س ن ا                                   |
| (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م       | 8723                                        |
| د ض ت س م ل ا                       | ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب           |
| ر د ص م ل ا                         | ب ن ر أ                                     |
| ة ئ ف ل ا                           | ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ج ا |
| ق ي ب ط ت ل ا                       | WB, IP, ELISA                               |
| ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا       | ر ا ف ، ن ا س ن ا                           |
| SWISS                               | 095219                                      |
| ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و               | 52 kDa                                      |
| ح ش ل ا                             | ج ل ت س ي ك                                 |