


Sod3 J- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P08294

رخصنعال مقرر: CM0026101



ةمدقم

SOD3 دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. ه نم ققحتل مت جراخ زاتومسيدي سكرأربوس نع فشكي داضم ميذنإ وهو، ذرلأو رفلأو ناسنل ةلخل داوجلأ ثاحبال يلاثم. يسيئر ةدسكالل يدسكأتل

ديزمال فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنمالمسا	SOD3 Rabbit pAb
راعسمس/اتاطحالما	EC-SOD; SOD3
عونلا	ناسنل
نيجال فرعم (GeneID)	6649
دصتسملا	NP_003093.2) يرشبلا SOD3 نم 19-160 ةنيمالا صامحالل لخد لسلسل عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعتم داضم مساج
قبطتلا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عطاقملاعافتلا	ذر، راف، ناسنل
SWISS	P08294
نيتوربال نزو	26kDa
نحشلا	جلت سيك