

Stat3 Rabbit Pab J- Wb, If/Icc, Elisa - P40763

رصدن عل مقرر: CM0015034



مقدم

(Rabbit Polyclonal) لئاسننلا ددعت م داضم مسج
 ل- WB, IF/ICC, ELISA. دض ةدوجل ليلاع
 يرأفل، يرشب ال STAT3 فشكي.
 JAK/STAT، تاراش إةساردل بسانم. يذجل او
 ناطرسل او، باهتل او.

ديزملا فرع

لماعملا	هميلا
جتنملا مسا	STAT3 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
عاونالا	ناسن
GeneID (ناسن)	6774
GeneID	6774
دصتسملا	600-700 ن م STAT3 يرشب ال (NP_003141.2). ةينيملال صامحال لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	لئاسننلا ددعت م داضم ماسجا
قيبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	ذج، راف، ناسن
SWISS	P40763
نيثوربال نزو	88kDa
نحشلا	جلت سيك