

Stat3 بـنرأل Pab J- Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

رصنع ال مقرر: CM0015936



ةمدقم

داضم مسج وه pAb (P40763) بـنرأل STAT3 و WB - ل هتحص نم ققحتل مت تانولكل ددعتم رأفل او ناسنإل ىدل ELISA و IHC-P و IF/ICC طشنُمل او يرأشإل لوحمل فدهتسي. ذرل او تارأشإل ثاأبأل يلاثم وهو 3، خسنلل يعانمل ميظنتل او ةينيكتوتيسل.

ديزمل فرعا

رايعمل	ةمقلا
جتنمل مسا	STAT3 بـنرأل Pab
ةراعتسم ءامسا / تاطحال م	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
عونل	ناسنإ
م (ناسنإ) نيجل فرعم	6774
نيجل فرعم	6774
ةأشنمل اعانمل	(NP_003141.2) يرشب ال STAT3 نم 600-700 ةينيملأال صامأال نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتببإيعانطصا ديتبب
ردصمل	بـنرأ
ةئفل	تانولكل ددعتم ةداضم الم اساسأال
قيبطتل	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
لدابتمل لعافتل	ذر، رأف، ناسنإ
SWISS	P40763
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 88
نحشل	جلت سيك