


H3-R8 نوتسهلل خاسن تسالال ددعت م يبناراً داضم مسج تاقب بطتل (Q16695/P68431) لثامتم الم ليثيم الم يئانث Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

رصنعلال مقرر: CM0000372



مقدم

يعون خاسن تسالال ددعت م يبناراً داضم مسج
R8 عقوم الم ي ف لثامتم الم ليثيم الم يئانث
UniProt يرشبل H3 نوتسهلل
Q16695/P68431). ل هتيحالص نم ققحتال مت
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, و CHIP-seq. عم لعافتي
ىرخأ عاونأو درجلالو رأفلالو ةيرشبلال عاونأل

ديزمال فرعا

معلومات	معلومات
جتم الم مسا	لثامتم الم ليثيم الم يئانث H3-R8 نوتسهلل خاسن تسالال ددعت م يبناراً داضم مسج
ةليدب ءامسا / تاطحال م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
عونال	يرشبل
م (يرشبل) نيجال فرعم	H3
نيجال فرعم	8290/8350
يعانم الم دضتسم الم	(NP_003520.1) يرشبل H3 نوتسهلل R8 عقوم الم لوح لثامتم الم ليثيم الم يئانث يعانطصا ديتبب - يعانطصا ديتبب
رصم الم	بنرا
ةفلا	تالليثيم لل داضم ماسجا
تاقب بطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP-seq
لدابتالم لعافتي	(عساو قاطنب عقومت) ىرخأ عاونأو، درج، رأف، يرشبل
SWISS	Q16695/P68431
نيتورب الم نزو	نوتالاد وليك 15
حشال	جلت سيك