

جـ Synaptophysin مض بنراً نم ةلېسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ Wb، Ihc، If، Ip، Elisa - P08247

ررضنعلال مقرر: CM0007978

ةمدقم

دض بنراً نم ةلېسننل ةيداحأ داضم مسج
مت (ددحم ريغ خاسننسال) Synaptophysin
WB، IP، IF، IHC-P، ELISA
نيتورب فشتك ي. ذرجل، رآفل، ناسنلإ ي
p38 (~34 kDa) ةيكبشمال ةلصيوحل

ديزمال فرعإ

لماعمال	ليصافتال
جتنمالمسا	Synaptophysin Rabbit mAb
راعنسم مس/اتاطحال م	SYP; SYN; MRX96
عاونال	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	6855
GeneID	6855
دضتسمال	Synaptophysin (NP_003170.1) يرشبال نم 224-313 ةنيمالاضامالاعم قفاوتي لسلست ىلغ يوتحي بيكرتال داعم يجامدن نيتورب
ردصمال	بنراً
ةئفال	ةلېسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ
قبطتال	WB، IP، IF-F، IF-P، IHC-P، ELISA
عطاقم لالعافتال	ذر، رآف، ناسنإ
SWISS	P08247
نيتوربال نرو	34 kDa
نحشال	جلت سيك