

T-Bet/Tbx21 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - Q9UL17

رقم المنتج: CM0004604

مقدمة

نمّصل ختسم ةل س ن ل ة د ا ح ة د ا ض م م ا س ج أ
 (TBX21) يرش ب ل T-bet/Tbx21 د ض ة ه ج و م ب ن ا ر أ ل
 T-PET; T-bet) ل WB, IHC-P, FC (intra), ELISA.
 ل م ا و ع و Th1 ا ي ا ل خ ل ة ل ا ل س ث ا ح ب أ ل ة ي ل ا ث م
 خ س ن ل

ديزمال فرع

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	T-bet/Tbx21 Rabbit mAb
ة ر ا ع ت س م ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
ع ا و ن أ ل	ن ا س ن ا
GeneID (ن ا س ن ا)	30009
GeneID	30009
د ض ت س م ل	(NP_037483.1) يرش ب ل T-bet/Tbx21 م 322-535 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ة ل س ن ل ة د ا ح ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ع ا ف ت ل	ن ا س ن ا
SWISS	Q9UL17
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	58kDa
ح ش ل	ج ل ت ة ب ي ق ح