

مادختس ال Taf15 دض بنرأل نم ةلئسننل دئو داضم مسج Elisa - Q92804 و p و lhc-P و Wb في

رصننعل مقرر: CM0011523



ةمدقم

TAF15 دض بنرأل نم ةلئسننل دئو داضم مسج في مادختس ال ةلئسننل دئو داضم مسج (Western blot) و IHC-P و IF/ICC ةلئسننل دئو داضم مسج (RNA). SWISS: Q92804.

دئو داضم مسج

ةمدقم	ةمدقم
مسننل م	بنرأل نم ةلئسننل دئو داضم مسج TAF15 مسج
راعننل م/ال/ال/ال/ال	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFII68, TAF15
عونل	ناسننل
نئو داضم مسج	8148
نئو داضم مسج	نئو داضم مسج
رئو داضم	بنرأل
ةلئسننل	ةلئسننل دئو داضم مسج
نئو داضم مسج	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
نئو داضم مسج	نئو داضم مسج
SWISS	Q92804
نئو داضم مسج	62 نئو داضم مسج
نئو داضم	نئو داضم مسج