

Tarbp2 Rabbit Pab For Wb - Q15633

رصدن عل مقرر: CM0027388



ةمدقم

ل بنرأ نم لئاسنل ةددعت م ةداضم ماسجأ
WB، IHC-P، IF/ICC، ل اهنم ققحتل م ت TARBP2
، يرأفل او يرشبل ال TARBP2 لىل فرع ت ت ELISA.
ةمساح RISC ليمحتل ةدقعم ةيعرف ةدحو وهو
ضمحل نع ريبعتل م ت ك و miRNA ةجلل عمل
يودعل تاساردل ةبسانم . يبيرل يوونل
ةيسوريل.

ديزمل فرع

لماعمل	ةفصاومل
جتنملا مسا	TARBP2 Rabbit pAb
راع تسم مس/اتاطحال م	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
عاونال	Human
GeneID (human)	6895
GeneID	6895
دصتسملا	NP_599150.1) يرشبل ال TARBP2 نم 1-366 ةينمأل اصمأل عم قفاوتي لسلست لىل ع يوتخي بيكرتل داعم يجامدن ني تورب
ردصملا	Rabbit
ةئل	Polyclonal Antibodies
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتل	Human, Mouse
SWISS	Q15633
نيتوربل نزو	39kDa
نحشلا	Ice bag