

J- Tet3 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43151

مصنوع في مصر: CM0027000



مقدم

هذا المنتج من بروتين من لانسول ددعت داضم
 فلتنومل يرشبال TET3 نيتورب (aa 1551-1650).
 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. نأف، نانسإل عم لعافت،
 يروطتل ءاأل ملع ثاأل بسانم. ذرل او
 نئانل ءاأل ملعو.

ذزم الفرع

لماعلم	همقلا
جتنم المس	TET3 Rabbit pAb
راعسم مس/اطاحالم	BEFAHRS; hCG_40738; TET3
عونل	ناسن
ننل (ناسن) فرعم	200424
ننل فرعم	200424
دضتسملا	NP_001274420.1). يرشبال TET3 نم 1551-1650 نئانل ءاأل عم قفاوتل لسلسل علل ءوتل فلتنومل ءامدن نيتورب
ردصملا	برن
ءفلا	لانسول ددعت داضم
قبططلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ذر، نأف، نانسن
SWISS	O43151
ننل نرو	194kDa
نشل	جلت سلك