


Pab - P37173 II عونل Tgf اتيب لبقتسم

رصنع ال مقرر: CM0017386



ةمدقم

لبقتسم دص بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
ي ف همدختس ال II عونل TGF اتيب
ةعانمل او، (Western blot) يعانمل اطيلا
آفاده أ فشكي. ELISA ةسياقمو، (IF/ICC) ةيولخل
تاراشإ ثاحبال بسانم. ناذرجو نارئفو ةيرشب
TGF-beta او ناطرسلو.

ديزمل فرعا

لماعمل	هميلا
جتنملا مسا	pAb بنرأ II عونل TGF اتيب لبقتسم
ءامس/اطاخال م ةراعتسم	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAA2; TBRII; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; TGF beta Receptor II (TGFB2)
عاونال	ناسن
GeneID (ناسن)	7048
GeneID	7048
دصتسملا	يرشب ال II عونل TGF اتيب لبقتسم نم 23-280 ةينيال اصامحال عم قفاوتي لسلسلتي لىع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوتورب (NP_003233.4).
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنل ددعتم دادصأ
قيبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتل اعافتلا	ذج، راف، ناسن
SWISS	P37173
نيوتوربال نزو	65 kDa
نحشلا	جلت سيكي