

Elisa و Wb- J- Tmem184A ب ن ا ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج - Q6Zmb5

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0030846

ة م د ق م

TMEM184A، ج- ب ن ا ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج ف ش ك ي ، ELISA و Western blot ج- ب س ا ن م ع م ل ع ا ف ت ي و (SDMG1) ي ر ش ب ل ا TMEM184A ك ر ا ش م ل ا ن ي ر ا ب ي ه ل ا ل ب ق ت س م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ي ل ص ي و ح ل ل ق ن ل ل ي ف ة ي ة ا ع و ل ا ا ي ج و ل و ي ب ل ا

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	TMEM184A Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ح ا ل م	SDMG1; TMEM184A
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ا ف ر ع م	202915
ن ج ل ا ف ر ع م	202915
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا TMEM184A ج- ل 413 ي ل 324 م ا m i n o a c i d s ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ش ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_001091089.1)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ا ف ل ا	ل ئ ا س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م ل ا م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا
SWISS	Q6ZMB5
ن و ت و ر ب ل ا ن و	46 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك