

Tmem44 پاب بنرأل دادضأ Q2T9K0 - Pab
رمصنعأل مقرر: CM0019917

ةمدقم

مت ةلېسننل ةددعت م بنرأل دادضأ TMEM44
عم ، ELISA، و IF/ICC، و WB- ل اهتحص نم ققحتل
ةبسانم ، ذرل او رأل عم عطاقتم لعافت
وهو ، 44 يرشب ل اشغل نيتورب يل ع ثحبل
ةريغتم ل اكشأ عم يئاشغ يروفسف نيتورب
ل دب ل ريفضت نم

ديزمأل فرعأ

راي عمأل	ةمقأل
جت نمأل مسا	TMEM44 پاب بنرأل دادضأ
رخ آ مس/اتاطحال م	TMEM44
عونل	يرشب
(يرشب) نجلل فرع م	93109
نجلل فرع م	93109
يعانمأل دضتسمأل	TMEM44 يرشب ل (NP_001159777.1) نم 110-260 ةنېنمأل ضامأل عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدنل نيتورب
ردصمأل	بنرأ
ةئفأل	ةلېسننل ةددعت م دادضأ
قېبطلل	WB، IF/ICC، ELISA
عطاقتمأل لعافتل	ذر ، رأل
SWISS	Q2T9K0
نيتورب ل نزو	نوتلاد وليك 52
نحشأل	جلت سيك