

Tnnt3 - P45378 بـنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج

رـصنـعـل مـقـر: CM0015409

ةمدقم

فدهتسي بنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج
تالضعلل T نينوبورت) يرشبل TNNT3
ةخطل تاقيبطل (ةعيرسل ةلـكـيـهـل
لكشبل لعافتـي. ELISA و (WB) نرتسيو
ثاحبال بسانم. ناذجل او نارئلل عم عطاقتم
ضارمأل او تالضعل ضابقنا

[ديزمل فرعا](#)

ةمـلـعـل	ةمـيـقـل
جـنـمـل مـسـا	TNNT3 بـنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج
ةلـيـدـب ءامـسـا/تاطـلـحـم	TNNT3; DA2B2; beta-TnTF; TNNT3
عـاـوـأـل	يرشبل
مـيـجـل فرـعـم (يرشبل)	7140
مـيـجـل فرـعـم	7140
دصتـسـمـل	(NP_001036246.1) يرشبل TNNT3 مـ 147-256 ةمـيـنـمـأل ضامـأل عم قفاوتـي لـسـلـسـتـي لـعـيـوتـحـي بـيـكـرـتـل داعمـي جـامـدنـي تـوـرـب
ردصـمـل	بنرأ
ةـئـفـل	ةلـسـنـنـل ددعتـم داضـم مـاسـجـأ
قـيـبـطـلـل	WB, ELISA
عـطـاقـمـل لعـافـتـل	ذرجل، رأفل
SWISS	P45378
نـيـتـوـرـبـل نـزـو	نوتلاد وليك 32
نـحـشـل	جلت سيك