


J- Trimethyl-Histone H3-K4 (H3K4Me3) - Q16695/P68431 و Chip-Seq و Wb

CM0000396: رصنعلال مقر



ةمدقم

ىلع فرعتي يبنرأ ةلېسنل ددعتم داضم مسج
H3 نوتسيهل ةلېثمل ثلثمل 4 نيسي
ل- هتجالص نم ققحتلا مت (Q16695/P68431).
WB, IHC-P, ChIP-seq و ELISA. ثاحبأل بسانم
ريوطتو ةيرهظملا ةيثارولا ةيويحل تامالعل
(IVD). ربتخملا يف صيخشتل تاصوحف

ديزملال فرعلا

ةمعلال	ةمقلال
جتنملا مسا	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
ةراعتسملا ءامسأل/تاطحالما	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K4
عونلا	رشبلا
م (رشبلا) فرعلا	H3
م فرعلا	8290/8350
يعانملا دضتسملا	NP_003520.1). رشبلا H3 نوتسيهل 100 ىل 1 نم ةينمألا صامحال نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	ةلېثملا ةداضملا ماسجالا
قبطتلا	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
عطاقملا لعافتلا	(عقوت م عساو قاطن) ىرخأ عاونأ، ذج، رأف، رشب
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 15
نحشلا	جلث سيك