


ج. Trimethyl-Histone H3-K79 قلخت ال ملعو، ج. Wb، Chip، (Q16695 / P68431) ج. ددعت م بنرأ داضم

مقر: CM0000327



ةمدقم

صاخ بنرأل نم تاخسنستسم ال ددعت م داضم
نيسيل دنع ليثيم ال يثال ث H3 نوتسيهلاب
79 (H3K79me3). ج. WB، DB، IHC-P،
ELISA، ChIP. ناسنإل عمّابلاصتم لعافت ي.
نيتامورك ال ثاحبال ةسيساسأ عادأ. ذرغالو، رأف ال
قلخت ال ملعو.

ديزم ال فرعا

راي عم ال	همي ال
جتنم ال مسا	TriMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
ةليدب ءامس/اتطاحال م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K79
عاون ال	ناسنإ
م (ناسنإ) نيج ال فرعم	H3
نيج ال فرعم	8290/8350
دضتسم ال	H3 (NP_003520.1) ناسنإل نوتسيهلاب K79 لوح ليثيم ال يثال ث يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةليثيم ةداضم ماسحا
قيبطت ال	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
بالاصتم ال لعافت ال	(عقوت م عساو قاطن) رخ، ذرغالو، رأف، ناسنإ
SWISS	Q16695/P68431
نيتورب ال نزو	15 kDa
نحش ال	جلت سيك