


J- Trimethyl-Histone H4-K20 (P62805) J- Wb, Ihc-P, If/Icc

رخصنعل مقرر: CM0000315



ةمدقم

J- ب نرأ ن مةليسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ
TriMethyl-Histone H4-K20 (P62805)، ققحتل م ت
WB, DB, IHC-P, IF/ICC, و ELISA، J- اهنم
يف ل يثيمل يثال ث نيسي ل فشتكتو
رأفل او ناسنإل ربع H4 نوتسيه ن م 20 عقومل
ةليسننل يداحأ داضم ل ماسجل اذه. ذجل او
نوتلاد وليك 11 نزوب (Recombinant) فتؤمل
نيتاموركلاو قلخلتل ايجولوي ب ثاحبأ معددي

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقلا
جت نمل ماس	TriMethyl-Histone H4-K20 Rabbit mAb
ءامسأ/اتاطحال م ةراعتسم	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
عاونال	ناسنإ
ن جال فرع م (ناسنإ)	8359
ن جال فرع م	8359
دصتسم ل	يعانص ديتبب
ردصم ل	ب نرأ
ةئفل	ليثيملل ةداضم ماسجأ
قبطتل	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتمل لعافتل	نناسنإ، ذجل، رأف، ناسنإ (عقومت عساو قاطن) ىرخأ، ذجل، رأف، ناسنإ
SWISS	P62805
نيتوربلل نزو	11kDa
نحشل	جلت سيك