


Trmt112 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ui30

رقصن عل مق ر: CM0014873



ةمدقم

دض بنرأل نم لئاسنل ةددعت مءاضم ماسجأ
 ةيعرف ةدحو وهو، يرشبل TRMT112
 كراشت تافئاظول ةددعت mtransferase لثيم
 م. نيتوربل او tRNA و rRNA لثيم يف
 لعافتتو، ELISA و WB- ل اهتص نم ققحتل
 ناذجل و نارئل و رشبل عم عطاقت لكشب
 ةمجرتل و قلختل ثاأبأل ةيلاثم.

ديزمل فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	TRMT112 Rabbit pAb
راعستسم س/اتاطحال م	TRMT112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
عاونألا	ناسن
GeneID (human)	51504
GeneID	51504
دضتسملا	يرشبل TRMT112 نم 1-125 ةينمألا صامألا عم قفاوتي لسلسلت يل ع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب (NP_057488.1)
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ةددعت مءاضم ماسجأ
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتل لعافتلا	دج، راف، ناسن
SWISS	Q9Ui30
نيتوربل نزو	14kDa
نحشلا	جلت سيك