


Wb, If/Icc, Ip, Elisa - J- بنرأل نم Tsfm ةلېسننل يدأحأ داضم P43897

رصننعل مقرر: CM0003934



ةمدقم

فشكل بنرأل نم TSFM ةلېسننل يدأحأ داضم WB, Ts ف ايردنوكوتيملا ةلاطتسا لماع عم أبلاصتم لعافتة. IF/ICC, IP, ELISA. ةمجرث ثاحبال بسانم. ذرل او، رأف، اناسنإل ايردنوكوتيملا.

ديزمل فرعإ

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	TSFM Rabbit mAb
راعسم مس/اتاطحال م	EFTS; EFTSMT; TSFM
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	10102
GeneID	10102
دضتسملا	(P43897) يرشبلا TSFM نم 1-100 ةنيملال صامحال لخد لسلسلست عم قفاوتة يعانص ديتببإ يعانص ديتبب.
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننل يدأحأ داضم
قبطتلا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
بلاصتملا لعافتة	ذر، رأف، اناسنإ
SWISS	P43897
نيتوربال نزو	35kDa
نحشلا	جلت سيك