

Ube2l بـ نرأ جـ ةلـ سنـ لـ اـ دـ اـ جـ ةـ دـ a

مقرر: CM0008970



ةمدقم

بـ نرأ جـ ةلـ سنـ لـ اـ دـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ a

[دیزملا فرعا](#)

لـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ a	ةمدقم
جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ a	UBE2L Rabbit mAb
راغتسم مس/اتاطح اـ لـ	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2L
عاونا اـ لـ	ناسن
GeneID (ناسن)	7329
GeneID	7329
دصتسم اـ لـ	یرشبـ لـ UBE2L نم 1-100 ةینم اـ لـ اـ جـ ةـ دـ اـ جـ ةـ دـ a
ردصم اـ لـ	بـ نرأ جـ
ةـ لـ	ةلـ سنـ لـ اـ دـ اـ جـ ةـ دـ a
قیبطت اـ لـ	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتم اـ لـ عافت اـ لـ	ذـ جـ ، رـ اـ فـ ، ناسن
SWISS	P63279
نیتوربـ لـ نـ زو	18kDa
نـ جـ لـ	جـ لـ تـ سـ یـ کـ