

و Wb - J. ةيبنرألا ةليسننلا ةدعتم ةداضملا ماسجألا Ube2K Elisa - P61086

رصننعل مقرر: CM0013829



ةمدقم

يلاع ةليسننلا ددعتم ةيبنرأ داظم مسج
(E2-25K, HIP2). يرشبب ال UBE2K دض طابترال
يعانملا ليلحتلل هتيجال ص نم ققحتل مت
ةادأ وهو، ELISA و (Western blot) صوقنملا
-نيتيكيبيوليلا ماطن ثاحبأل ةيساسأ
ليلحت و، نوتغنتنه ضرمتاسارد، موزايتوربلا
ةيمزالبودنإلا ةكبشلاب طبترملا ليلحتلا.

ديزملال فرعا

ةمقلا	ةمقلا
جتنملا مسا	UBE2K Rabbit pAb
ةراعتسم ءاسأ / تاطحال م	LIG; HIP2; HYPG; UBC1; E2-25K; UBE2K
عونلا	يرشب
رشببلا (رشببلا) فرع م	3093
نيجلا فرع م	3093
يعانملا دصتسملا	(NP_005330.1) يرشبب ال UBE2K نم 1-100 ةينيألا صامألا نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا ةدعتم ةداضملا ماسجألا
قبيطتلا	WB, ELISA
لدابتلما لعاقتلا	يرشب
SWISS	P61086
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 22
نحشلا	جلت سيك