


Ube3A بـ Pab - Q05086

رخصن عل مقرر: CM0024656



ةمدقم

مـ UBE3A دض بـرأل نم ةلـسنل ددعتـم داضـم
 ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB لـ هـنـم قـقـحـتـل
 لغافتـي؛ نـوتـلاد و لـيـك 101 قـاطـن فـشـتـكـي
 نـاذـرـجـلـا و نـارـئـفـلـا و رـشـبـلـا عـم بـلـاصـتـم لـكـشـب
 ،نـيـتـيـوـكـبـوـيـلـاب طـبـارـتـلـا ةـسـارـدلـيـلـا ثـم
 ،ةـيـكـبـشـمـلـا ةـنـورـمـلـا و ،ةـيـمـوـيـلـا تـاعـاقـيـلـا و
 ،ةـيـسـوـرـيـفـلـا مـارـوألـا و

دـيـزـمـلـا فـرـعـا

لـمـاعـمـلـا	ةـمـيـقـلـا
جـنـمـلـا مـسـا	UBE3A Rabbit pAb
راعـتـسـم مـسـا/تـاطـحـالـم	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
عـونـلـا	نـاسـنـا
GeneID (نـاسـنـا)	7337
دـضـتـسـمـلـا	UBE3A (NP_570853.1) رـشـبـلـا نـم 300-590 ةـيـنـيـمـألـا صـامـألـا عـم قـفـاوـتـي لـسـلـسـتـي لـع يـوتـحـي بـيـكـرـتـلـا دـاعـم يـجـامـدـنـا نـيـتـوـرـب
رـدـصـمـلـا	بـرـأ
ةـفـلـا	ةـلـسـنـلـا ةـدـعـتـم دـادـصـا
قـيـبـطـلـا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بـلـاصـتـمـلـا لـغـافـتـلـا	ذـرـج ، رـاف ، نـاسـنـا
SWISS	Q05086
نـيـتـوـرـبـلـا نـزـو	101kDa
نـحـشـلـا	جـلـث سـيـك