

Ube4A J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q14139

رصدنعال مقرر: CM0028377



ةمدقم

UBE4A دض بنرأل نم ينولكيلوب داضم مسج لـ (E4 A) ني تيوكي بويلا قفارت لماع) يرشبال عم بل اصتم لكش بلعافت. WB, IHC-P, ELISA. راسم ثا بأل يلاثم. ذرل او، رأف او، ناسنإل ني تيوكي بويلا.

ديزمال فرعا

لماعمال	ةمقلا
جت نمال مسا	UBE4A نم ينولكيلوب داضم مسج
راع سسم س/اطاحال م	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
عاونال	ناسنإ
ناسنإ) نجل فرعم	9354
نجل فرعم	9354
دضت سمال	(NP_001191006.1) يرشبال UBE4A نم 797-1066 ةني مأل اضا مأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتال داغم يجامدن ني تورب
ردصمال	بنرأ
ةفلا	ةنيولكيلوب ةداضم ماسجا
قبطتال	WB, IHC-P, ELISA
بل اصتمال لعافتال	ذرل، رأف، ناسنإ
SWISS	Q14139
ني توربال نرو	123kDa
نجلال	جلت سيك