


Ubiquitinyl-Histone H2A-K119 (P04908/P0C0S8) J- Wb و Elisa

رصدنعل مقرر: CM0000075



ةمدقم

بنرأل نم ةلېسنل ددعت ماضم مسج دنع نيتيوكبويُم ال H2A نوتسيه فدهتسي بسانم (UniProt P04908/P0C0S8) 119 نيسي لة نقتو (Western blot) يبرغل ليحرتلل ،رشب (ااونأل ربع ةعساو ةلعلغات عم ،ELISA، ثاأبأل يلاثم). (عقوتمال اهريغو ،ذرج ،رأف ،الصيخشتل ريوطت ي ف نيتاموركلاو قلخلتل (IVD). عقومل ي ف

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	Ubiquitinyl-Histone H2A-K119 Rabbit pAb
راعنسم مس/اتاطحال	HIST1H2AB; Ubiquitinyl-Histone H2A-K119
عونلا	ناسنإ
م (ناسنإ) (GeneID) نيجل فرعم	H2A
م (GeneID) نيجل فرعم	3012/8329
دضتسملا	NP_734466.1). يرشبال HIST1H2AB ل K119 لوع يغانطصا نيتيوكبويُم ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	يرخأ ةلدعم ةماضم ماسجا
قبيطتل	WB, ELISA
عطاقتمل لعافتلا	(عقوتم عساو قاطن) رخآ ،ذرج ،رأف ،ناسنإ
SWISS	P04908/P0C0S8
نيتوربال نزو	14kDa
نحشلا	جلت سيك