

ج- ص ص خ م Usp7/Hausp دض بنرألل ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج Wb, Ihc-P, Elisa - Q93009

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0009663



ة م د ق م

ف د ه ت س ر ي ب ن ر أ ل ل ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
ق ق ح ت ل ا م ت . (Q93009) ر ش ب ل ا Usp7/Hausp
Wb, IHC-P, و ELISA. ف م ا د خ ت س ا ل ل ه ت ح ص ن م
ن ا ذ ر ج ل ا و ن ا ر ئ ف ل ا ع م ع ط ا ق ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي
ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ح ا ل ص ا , p53 ر ا س م ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م
ن ي ت ي و ك ي ب و ي ل ا ة ل ا ز ا و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Usp7/Hausp دض بنرألل ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; Usp7/Hausp
ع ا و ن أ ل ا	ر ش ب
م ر ع ل ا ف ر ع م	7874
م ر ع ل ا ف ر ع م	7874
د ض ت س م ل ا	(Q93009) ر ش ب ل ا Usp7/Hausp م 100-200 ة ن ي م أ ل ا ض ا م ح ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج , ر ا ف , ر ش ب
SWISS	Q93009
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 128
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك