


YKL-40/Chi3L1 بـنرأل Pab - P36222

رصنع ال مقرر: CM0019026



ةمدقم

YKL-40/CHI3L1 -ل داضم بـنرأ ةلـسـنـلـا دـيـو داضم مـسـج هـتـيـحـالـص نـم قـقـحـتـل مـت قـلـأـتـلـاو ، (WB) يـعـانـمـل فـاشـنـل تـاقـيـبـطـتـل ءـاـيـمـيـكـلـاو ، (IF/ICC) يـولـخـل بـيـكـرـتـل/يـعـانـمـل (IHC-P)، ءـجـزـاـطـل ءـجـسـنـأـل يـلـع ءـيـعـانـمـل مـيـزـنـإـلـاب ءـطـبـتـرمـل ءـيـعـانـمـل ءـسـيـاقـمـلـاو يـرـشـبـل CHI3L1 نـيـتـورـب نـع فـشـكـي (ELISA). زـرـفـم يـرـكـس نـيـتـورـب وـهـو ، يـنـاذـرـجـلـاو يـرـأـفـلـاو يـف كـراشـي نـوتـلـاد وـلـيـك 43 يـئـيـزـجـلـا هـنـزـو ءـجـسـنـأـل لـيـكـشـت ءـدـاعـإو بـاهـتـلـالـا

ديزمل فرعا

راي عم ال	ةم ي ق ال
ج تنم ال م سا	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
ة راع تس م ال ءام سأل/ات اط ح ال م ال	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
ع و ن ال	ي رش ب
م (ي رش ب) ن ج ال فر ع م	1116
ن ج ال فر ع م	1116
ي عان م ال دص ت م ال	YKL-40/CHI3L1 نـيـتـورـب نـم 220 يـل 22 نـم ءـيـنـيـمـا صـا مـحـا لـسـلـسـت يـلـع يـوتـجـي ي □□ فـلـتـؤـم نـيـتـورـب (NP_001267.2) يـرـشـبـل
ر دص م ال	بـنـرأ
ة فـئـة	ةـلـسـنـل ءـدـعـتـمـل ءـدـاضـمـل مـا سـجـأـلـا
تـاقـيـبـطـتـل	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
لـدـابـتـمـل لـعـافـتـل	ذـج ، رـأـف ، يـرـشـب
SWISS	P36222
نـيـتـورـبـل نـزـو	نـوتـلـاد وـلـيـك 43
نـحـشـل	جـلـت سـيـك