

Zip8 - Wb, If/Icc, Elisa - J- بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم Zip8 Q9C0K1

رخصنعل مقرر: CM0016653

ةمدقم

ZIP8 فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم ELISA، IF/ICC، و WB (SLC39A8) يرشبل لقان وهو، يرأفل او يرشبل ZIP8 فشكي نزاوتل يرورض ةيزلفل تانوي تاكلل لثامتم روطتلاو ةعانمل او زينغنمل او كنزل.

ديزمل فرعا

لماعل	همقل
جتنملا مس	ZIP8 Rabbit pAb
راعسم مس/اتاطحال م	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
عاونال	ناسن
ناسن (نجل فرعم)	64116
نجل فرعم	64116
دضتسملا	يرشبل ZIP8 نم 180-300 ةينمأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوترب (NP_071437.3)
ردصملا	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ددعتم دادصأ
قبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتلا	راف، ناسن
SWISS	Q9C0K1
نيوتربال نزو	50kDa
نحشلا	جلت سيك