

Zscan4C Pab - 245109 بـنرأال

رصنع ال مقرر: CM0014281

مقدم

دعتم داضم مسج وه ZSCAN4C Rabbit pAb
لعافت عم، يرأف ال ZSCAN4 فدهتسي لئاسن ال
ELISA و WB تاي نقتل يلاثم. يرأف ال ي
نوتلاد وليك 57 محجب أطيرش فشكيو
الخال اي جولووي ب ثاحبال ةيساسأ ةادأ ربتعي
دعت لوح تاساردل معديو، ةيمنتل او ةيعذل
ركبم ال يني نجل روطتل او تاردق ال.

ديزم ال فرع

معمل ال	م ي ال
جتنم ال مس	ZSCAN4C Pab بنرأال
راعتسم مس / تاطحال م	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
عون ال	رأف ال
(رشب ال) نجل ال فرع م	201516
(رأف ال) نجل ال فرع م	245109
ةانم ال دصتسم	يرأف ال ZSCAN4 م 400-506 ةيني مأل اصامأل نمض لسلسلست عم قفاوتي يغانطصا ديتبب (NP_001013787.1)
ردصم ال	بنرأال
ةة ال	لئاسن ال ةدعتم ةداضم ال ماسجال
قبطت ال	WB, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	رأف ال
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 57
نحش ال	جلت سيك